

# Curaprox Drewniana Szczoteczka Do Zębów, Wood Ultra Soft, 1 sztuka



Cena: 37,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka

Typ produktu

## Opis produktu

### Curaprox Drewniana Szczoteczka Do Zębów, Wood Ultra Soft, 1 sztuka

Drewniana szczoteczka do zębów, która dba nie tylko o zęby i dziąsła, ale również o środowisko. Ultramiękką główkę szczoteczki posiada 4440 gęsto ułożonych, bardzo cienkich włókien Curen®. Wszystko to w połączeniu z ultratwardym, ultratrawnym i pozyskiwanym w zrównoważony sposób drewnem bukowym.

Wypróbuj drewnianą szczoteczkę i zakochaj się już po pierwszym użyciu! Poczuj więz z naturą każdego ranka i każdego wieczoru. Piękny, ziemisty odcień biodegradowalnego, kompostowalnego uchwytu i przyjemny kolor włókien sprawiają, że szczoteczka jest czymś wyjątkowym, co można podarować rodzinie i przyjaciołom.

Jest to ta sama przełomowa technologia i doskonały design stosowany we wszystkich naszych kultowych szczoteczkach do zębów – polecanych przez dentystów i uwielbianych przez miliony użytkowników. Szczoteczka drewniana nie oznacza już wcale mniej skutecznej. Ultramiękką **szczoteczka Curaprox wykonana z drewna jest bezlitosna dla płytki nazębnej... i niezwykle delikatna dla zębów i dziąseł**. Szczoteczka zapewnia uśmiech na całe życie.

Szwajcarski buk jest znany ze swojej trwałości. Jest to jedyna drewniana szczoteczka do zębów z wygięciem Curacurve®, które ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

## Właściwości:

- drewniana szczoteczka do zębów, która troszczy się o Twój uśmiech i środowisko naturalne
- 4440 włókien Curen®, każde o średnicy 0,1 mm
- dostępna w 4 wyrazistych kolorach włosia – zielonym, bordowym, niebieskim i różowym
- **wykonane w Szwajcarii z drewna bukowego pozyskiwanego w sposób zrównoważony**
- **pokryta woskiem z drzewa palmowego carnauba w celu ochrony przed uszkodzeniem przez wodę**
- czyści każdy zakamarek jamy ustnej dzięki technologii Curacurve® – małe wygięcie, duża różnica
- kompaktowa, pochylona główka
- w 100% biodegradowalny drewniany uchwyt, który można kompostować
- każdy kawałek drewna i każda szczoteczka do zębów jest wyjątkowa

## Sposób użycia:

- chwyć szczoteczkę jak długopis.
- zacznij od najlepszego kąta – umieść szczoteczkę w połowie na zębach, a w połowie na dziąsłach.
- przechyl szczoteczkę w kierunku dziąseł.
- czyść małymi, delikatnymi ruchami, prawie bez nacisku.
- powtórz czynność na wszystkich trzech powierzchniach zębów

## Ważne:

- produkt dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.
- zalecamy wymianę drewnianej szczoteczki do zębów co dwa miesiące (aby uniknąć wygięcia włókien i gromadzenia się potencjalnie szkodliwych bakterii).

## Podmiot odpowiedzialny:

- Curaprox Polska Sp.z o.o., ul. Długosza 48, Wrocław.