

Fibrocontrol, plastry, usuwanie włókniaków, 3 sztuki



Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Zdrovit
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Fibrocontrol - zestaw do leczenia włókniaków plastry + aplikator

Opis produktu:

Fibrocontrol to wyrób medyczny przeznaczony do samodzielnego usuwania włókniaków skóry. Pozwala na łatwe i bezbolesne pozbycie się narośli, szczególnie w takich miejscach, jak szyja, pachy lub skóra pod piersiami. **Włókniaki** należą do nieszkodliwych zmian skórnych, jednak ich obecność stanowi dla wielu osób estetyczny problem, a czasami również dyskomfort, kiedy zahaczają o ubranie. Usuwanie włókniaków z plastrami **Fibrocontrol** pozwala na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu, dzięki któremu już po tygodniu skóra będzie znowu gładka, a w miejscu narośli nie pozostanie żaden ślad

Skład:

- **Nośnik:** poliester i kauczuk syntetyczny
- **Dysk:** polioksymetylen (POM)
- **Ośłona:** poliester i akrylat

Wskazania:

- domowe usuwanie włókniaków znajdujących się na szyi, pod pachami lub w okolicach piersi
- średnica włókniaka wynosi maksymalnie 3 mm i maksymalnie 5 mm wysokości, włókniak jest koloru skóry, nie krwawi

Działanie:

- dopływ krwi do włókniaka zostaje ograniczony
- włókniak usycha i odpada wewnątrz plastra
- usunąć plaster z włókniakiem po 6 dniach

Sposób użycia:

- ostrożnie oczyścić obszar wokół włókniaka za pomocą myjki i ciepłej wody, a następnie osuszyć skórę
- wyjmij aplikator i dopasuj wgłębienia fioletowej części do strzałek nadrukowanych na plastrze
- dociśnij białą górę, aby plaster precyzyjnie się przez środek plastra, aż do oporu
- odciągnij aplikator, aby wyjąć plaster z nośnika
- umieść plaster na podstawie włókniaka w taki sposób, aby narośl znajdowała się pomiędzy nogami aplikatora
- przyłóż urządzenie do skóry i naciśnij fioletową część aplikatora, przytrzymując ją przez około 5 sekund. Plaster zostanie automatycznie zablokowany w miejscu na włókniaku
- odsuń aplikator i usuń papierową wkładkę, pociągając za klapkę
- zagnij osłonkę na włókniaku i dociśnij ją palcem, aby upewnić się, że klej przylega do skóry
- po 6 dniach zdejmij plaster

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- z produktem należy obchodzić się ostrożnie i podczas jego aplikacji należy postępować zgodnie z dołączoną do produktu instrukcją użytkowania
- jeżeli plaster odpadnie przed upływem 6 dni, nie należy go wymieniać, tylko nałożyć na włókniak plaster samoprzylepny i odczekać 10 dni, aby sprawdzić, czy zabieg się powiodł. W większości przypadków odpływ krwi do włókniaka następuje po 1 dniu noszenia plastra, a włókniak sam odpada. Jeżeli zabieg się nie powiodł, po 10 dniach oczekiwania należy zaaplikować nowy wyrób Fibrocontrol na włókniak i usunąć po 6 dniach.
- jeżeli plaster do usuwania włókniaków zostanie umieszczony w pachwinach, może się przemieszczać
- po usunięciu włókniaka może pojawić się niewielkie krwawienie lub ślad, który zniknie po pewnym czasie
- nie zaobserwowano skutków ubocznych podczas leczenia wyrobem Fibrocontrol
- nie należy stosować Fibrocontrol do usuwania włókniaków na powiekach lub w pobliżu oka, jeżeli włókniak nie ma koloru cielistego, nie mieści się w średnicy aplikatora lub krwawi

- przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz raka skóry w wywiadzie, cierpisz na hemofilię lub jeśli włókniak wykazuje oznaki choroby skóry lub infekcji
- w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dana narośl rzeczywiście jest włókniakiem, przed rozpoczęciem zabiegu skontaktuj się z lekarzem.
- w niektórych przypadkach może okazać się, że włókniak zrobił się czarny, jednak nadal przywiera do ciała. Nie należy go wówczas odrywać, ani drapać, ponieważ po kilku dniach sam odpadnie.
- nie należy stosować wyrobu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników lub materiałów, z których został wykonany.
- nie używać w wieku poniżej 18 lat.
- nie używać, jeżeli urządzenie jest uszkodzone.

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku
- przechowywać w temperaturze 2-30°C
- nie stosować po upływie terminu ważności

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera ulotkę w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

Zawartość opakowania:

- 1 x aplikator
- 3 x krążek na nośniku blistrowym na podstawie

Producent:

Unigroup ApS Diplomvej 373 DK-2800 Lyngby Dania

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa

