

Kleszcz expert preparat do usuwania kleszczy x 1 sztuka



Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sanity Kleszcz Expert Preparat do usuwania kleszczy - spray+pęseta

KLESZCZ EXPERT to wyrób medyczny służący do usuwania kleszczy z ciała człowieka, poprzez zamrożenie kleszcza i usunięcie go pęsetą (znajdującą się w opakowaniu) zapobieganie wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze

- ogranicza ryzyko boreliozy
- praktyczna pęseta w opakowaniu
- wystarcza nawet na 90 dawek

Skład:

- Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene, 1,1,1,2-tetrafluoroetan

Zasada działania:

- **WAŻNE** - Po zauważeniu kleszcza, zalecamy natychmiastowe jego usunięcie, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi
- Tradycyjne sposoby usuwania kleszczy ze skóry człowieka, mogą być groźne dla człowieka. Istnieje ryzyko zarażenia się chorobami, których kleszcz może być nosicielem. Podrażniony kleszcz, w trakcie standardowego, mechanicznego wyciągania, może wypuszczać do organizmu człowieka szkodliwe substancje, zawierające różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Zamrożenie kleszcza pozwala zabezpieczyć człowieka przed skutkami zakażenia, od momentu jego zamrożenia.
- Do zamrażania wyrób **KLESZCZ EXPERT** wykorzystuje gaz, znajdujący się w pojemniku ciśnieniowym
- Pamiętaj o zachowaniu środków ostrożności opisanych w dalszej części instrukcji

Sposób użycia:

- Przed zastosowaniem wyrobu aktywować preparat poprzez trzykrotne naciśnięcie aplikatora. Sprawdzić prawidłowość działania dozownika. Aktywowany preparat powinien dozować pojedynczą dawkę zamrażającą w czasie poniżej pół sekundy.
- Pamiętaj aby wstrząsnąć pojemnik przed każdym użyciem. Skieruj dozownik w kierunku kleszcza. Odległość od kleszcza powinna wynosić 2 - 3 cm. Naciśnij dozownik do oporu aby zamrozić kleszcza. Odpowiednia ilość preparatu potrzebna do skutecznego zamrożenia, zostanie uwolniona. Jeżeli kleszcz wciąż się porusza powtórz czynność. Czynność tę można wykonać w tym samym miejscu na skórze, maksymalnie 3 razy. Zamrożonego kleszcza wyjmij pęsetą znajdującą się w opakowaniu. Po wyciągnięciu kleszcza zdezynfekuj miejsce, w którym kleszcz był wczepiony do skóry. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj.
- Usunięcie kleszcza nie wyklucza i nie chroni całkowicie przed zachorowaniem na choroby odkleszczowe. Po zabiegu usunięcia kleszcza konieczna jest obserwacja miejsca wczepienia przez kilka tygodni. W razie wystąpienia niepokojących objawów takich jak: pojawienie się rumienia wędrującego, pogorszenia samopoczucia, wystąpienia gorączki należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Po użyciu środka **KLESZCZ EXPERT** może wystąpić szybko ustępująca reakcja skórna w postaci podrażnienia lub zaczerwienienia spowodowanego zimnym gazem pędnym zawartym w produkcie. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na skórę.

Zawartość opakowania:

- preparat w sprayu do zamrażania kleszczy
- pęseta do usuwania kleszczy z ciała człowieka

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Wyrób stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji użytkowania z zachowaniem wszystkich poniższych środków ostrożności

- nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia
- w przypadku stosowania zabiegu u dzieci zabieg należy przeprowadzać pod kontrolą osoby dorosłej
- nie stosować preparatu na uszkodzoną lub zmienioną chorobowo skórę
- nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości (alergii) na skład preparatu
- nie przekraczać zalecanej dawki
- w przypadku przekroczenia zalecanej dawki natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu, a następnie przemyć skórę dużą ilością ciepłej (nie gorącej!!!) wody i osuszyć

- w przypadku utrzymujących się zmian na skórze (zaczerwienienie, zbielenie, ból, obrzęk) należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty

Przechowywanie:

- pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
- zawiera gaz pod ciśnieniem
- przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu
- nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C
- wyrób powinien być stosowany w pomieszczeniach przewidzianych zgodnie z jego przeznaczeniem
- unikać kontaktu z oczami
- chronić przed dziećmi

Ważne:

- wyrób medyczny - posiada certyfikat CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.