

Sanity Flex, kompres żelowy w pokrowcu, mini, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Albert Polska
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sanity Flex, kompres żelowy w pokrowcu, mini, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Wskazania:

Kompres FLEX Mini to **wszechstronny okład**, który pomaga **złagodzić ból**, wspomaga **obniżenie gorączki** i **przyspiesza regenerację przy stłuczeniach oraz innych urazach**. Działa także **pomocniczo w tamowaniu krwawienia z nosa**, dzięki czemu jest niezastąpiony zarówno w domowej apteczce, jak i dla sportowców, osób aktywnych oraz seniorów.

Ten **uniwersalny kompres**, oferujący zarówno **zimny**, jak i **ciepły okład**, skutecznie **łagodzi objawy związane z kontuzjami układu ruchu**. Dla osób aktywnych stanowi **szybkie wsparcie przy skręceniach i stłuczeniach**, dla seniorów **przynosi ulgę przy bólach związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów**, a rodzicom pozwala szybko zareagować przy **gorączce u dzieci, siniakach i stanach zapalnych**. Kompres ma **kompaktowy rozmiar 10x10 cm**, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do miejsca zastosowania, jest **nietoksyczny, elastyczny nawet przy -18°C**, a także **wielokrotnego użytku** – można go **podgrzewać w mikrofalówce lub garnku z gorącą wodą** i **chłodzić w zamrażarce**.

Właściwości:

- Uniwersalny kompres do stosowania przy kontuzjach, bólach mięśni i stawów, gorączce, siniakach oraz obrzękach.

- Ma kompaktowy rozmiar, doskonale przylega do powierzchni ciała.
- Może być chłodzony w zamrażarce lub podgrzewany w mikrofalówce bądź gorącej wodzie, pozostając elastycznym nawet w niskich temperaturach.
- Zestaw zawiera miękki pokrowiec dla wygody użytkownika.
- Zapewnia długotrwałe działanie zarówno chłodzące, jak i grzewcze.
- Produkt jest bezpieczny, wielokrotnego użytku i wolny od substancji toksycznych.

Zastosowanie:

- **Zimne okłady:**

Pomocne przy urazach takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki czy naderwania ścięgien. Łagodzą przewlekłe dolegliwości bólowe wynikające z urazów mięśniowo-szkieletowych, a także bóle zębów i głowy. Redukują obrzęk, stany zapalne i zaczerwienienia, przyspieszają wchłanianie siniaków i krwiaków oraz łagodzą niewielkie stłuczenia. Obniżają temperaturę ciała przy gorączce, łagodzą poparzenia i pomagają w zatamowaniu krwotoków z nosa.

- **Ciepłe okłady:**

Wspierają leczenie przewlekłego bólu w obrębie mięśni i stawów, łagodzą skurcze mięśniowe (np. bóle pleców, menstruacyjne, skurcze nóg) oraz przynoszą ulgę w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów i dolegliwości bólowych z nim związanych.

Sposób użycia:

Zimne okłady:

- Umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny w temperaturze -18°C .
- Osusz kompres przed umieszczeniem go w pokrowcu.
- Połóż kompres na odpowiedniej części ciała.
- Trzymaj kompres na ciele, dopóki będzie to dla Ciebie komfortowe, maksymalnie do 20 minut.
- Przed ponownym użyciem kompresu na tę samą część ciała, pozostaw to miejsce odkryte przez 20 minut.

Ciepłe okłady:

- Zagotuj odpowiednią ilość wody w naczyniu, tak aby można było całkowicie zanurzyć w niej kompres.
- Zdejmij wodę z kuchenki i ogrzewaj kompres w kąpielii wodnej przez ok. 60 s. (Mini/Standard), 90s. (Medium/Max)
- Wyjmij kompres z wody i dokładnie ugnieć jego powierzchnię. Kuchenka mikrofalowa
- Połóż kompres na płasko w kuchence, tak aby żel był równomiernie rozłożony. Pamiętaj, że nigdy nie wolno podgrzewać zagiętego kompresu! Kompres podgrzewaj według poniższej tabeli, w której zaznaczono czas, moc mikrofal i ilość cykli podgrzewania (z 30-sekundowymi przerwami).

Uwagi:

- Przed użyciem upewnij się, że kompres nie jest uszkodzony i sprawdź temperaturę kompresu.
- Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany.
- Kompres należy przechowywać z dala od dzieci.
- Nie podgrzewaj kompresu w piekarniku ani opiekaczu.
- Przechowuj kompres w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza, w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie wystawiaj kompresu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie stosować w następujących przypadkach: ostre stany zapalne; stan zapalny skóry; zakrzepica żył głębokich; choroba naczyń obwodowych; zaawansowana choroba serca; zaburzenia czucia (np. związane z cukrzycą)
- U dzieci poniżej 3 roku życia; obniżenie lub brak wrażliwości na ciepło/zimno.
- Zespół Raynauda; alergia na zimno; reumatoidalne zapalenie stawów (zimny okład); zakrzepica żył głębokich; nieleczone nadciśnienie.

Przechowywanie:

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

ALBERT Polska Sp. z o.o. o Ul. Obwodowa 4A 32-410 Dobczyce

Dystrybutor:

ALBERT Polska Sp. z. o. o Ul. Obwodowa 4A 32-410 Dobczyce