

Sunstar Gum Trav-Ler, szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych, 1,1 mm, 6 sztuk



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|-------------|
| Producent / Marka | Sunstar Gum |
| Substancja czynna | - |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Sunstar Gum Trav-Ler, szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych, 1,1 mm, 6 sztuk

Sunstar Gum Trav-Ler to szczoteczka międzyzębowa, **idealna do usuwania resztek** jedzenia i płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc. Dzięki kompaktowej budowie sprawdza się zarówno w codziennym użyciu, jak i w podróży. Specjalna nasadka zabezpiecza włosie, utrzymując je w czystości.

Szczoteczka międzyzębowa – skuteczność, wygoda i komfort użytkowania

- **Trójkątne włókna** z antybakteryjną powłoką usuwają do 25% więcej płytki nazębnej* i przeciwdziałają rozwojowi szkodliwych bakterii.
- **Ergonomiczny, klepsydrowy uchwyt** z antypoślizgową powierzchnią zapewnia wygodne trzymanie i precyzyjną kontrolę.
- **Elastyczna, zginana szyjka** pozwala na łatwy dostęp i czyszczenie przestrzeni między tylnymi zębami.
- **Wszechstronność** – szczoteczka nadaje się dla każdego, w tym dla osób z aparatami ortodontycznymi, mostami i implantami.

Właściwości:

- Idealne w przypadku ciasnych przestrzeni międzyzębowych, delikatnych dziąseł oraz noszenia aparatu ortodontycznego
- Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych z resztek jedzenia i osadu nazębnego.

Cechy produktu

- do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych,
- uniwersalna i kompaktowa,
- ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt,
- zginana szyjka,
- trójkątne włosie z antybakteryjną powłoką,
- nakładka osłaniająca,
- rozmiar: 1,1 mm,
- ilość: 6 sztuk.

Sposób użycia:

- Wsuń szczoteczkę ostrożnie w przestrzeń między zębami, nie używając nadmiernej siły.
- Wprowadzanie szczoteczki powinno być komfortowe, a odpowiednio dopasowana szczoteczka powinna stawiać lekki opór.
- Przesuwaj ją delikatnie tam i z powrotem, aby dokładnie oczyścić całą przestrzeń.
- Po użyciu przepłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą i załóż ochronną nakładkę.
- Stosuj raz dziennie, najlepiej po głównym posiłku.
- Wymieniaj szczoteczkę na nową po tygodniu regularnego używania.

Ważne:

- Nie wkładaj szczoteczki na siłę w ciasne przestrzenie międzyzębowe.

Producent:

Sunstar Europe SA Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa