

Diather, Imutest, Alergia, panel wziewny, kot, roztocza, pyłki traw 1 sztuka



Cena: 64,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Diather
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Imutest Alergia kot, roztocza, pyłki traw -

1 sztuka

TEST O SAMOKONTROLI

Domowy test do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE.

Właściwości:

- Imutest alergia panel wziewny **kot, roztocza, pyłki traw -to** (1 test) domowy, kasetkowy do wykrywania swoistych przeciwciał **klasy IgE**, skierowanych przeciwko głównemu alergenowi kota (Fel d1), roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1) znajdujący się w roztoczach kurzu domowego oraz alergenowi **g6 (pyłek traw)**, który obejmuje główne komponenty alergenowe: Phl p 1, Phl p 2, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 7, Phl p 12.
- **Alergen g6** jest uniwersalnym markerem do diagnostyki i odczulania chorych z alergią na pyłek traw.
- Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP).
- Czułość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 97% , swoistość - 100%.
- Test można wykonać o każde porze roku.

- W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii.
- Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznych.
- Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci.
- test zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).

Zastosowanie:

To prosty, bezpieczny i dokładny sposób na wykrycie we krwi wysokiego poziomu przeciwciał zwanych immunoglobulinami E (IgE). Wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE związany jest ze zwiększoną podatnością na alergię. Niewielka próba krwi pobierana jest w sposób higieniczny i bezbolesny.

Wskazania do wykonania imutestu alergii kot, roztocza, pyłki traw

- objawy astmatyczne (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli).
- kichanie, nieżyt nosa.
- swędzące, łzawiące i opuchnięte oczy.
- reakcje anafilaktyczne.
- alergiczne objawy skórne (pokrzywka, świąd, rumień).

Zawartość opakowania:

- 1 saszetka z testem kasetkowym
- 1 sterylny nakłuwacz
- 1 kapilara
- 1 odczynnik
- instrukcja użycia

Sposób użycia:

- Otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnego nakłuwacza dołączonego do zestawu.
- Pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu
- Wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej.
- Wprowadzenie odczynnika do większego okienka w kasecie testowej.
- Odczekanie 15 minut i odciągnięcie niebieskiego suwaka w kasecie testowej.
- Odczekanie 15 minut i odczytanie i interpretacja wyniku.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0344 (test), CE 0050 (nakłuwacz),
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Dystrybutor: Diather Sp. z o.o. Sp. K., ul. Twarda 1/14, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.