

Igły do penów insulinowych, Micro-Fine Plus, 0,25mm (31G) x 5mm, 100 sztuk



Cena: 21,01 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Becton
Substancja czynna	Igły do penów
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

BD PEN igły, micro-fine plus, rozmiar 0,25 (31G) x 5 mm, 100 sztuk

Wyrób medyczny będący jednorazowymi igłami przeznaczonymi do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN. Igły zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi stabilność i niezawodność podczas wykonywania iniekcji.

Igły do wstrzykiwaczy BD Micro-Fine Plus zaprojektowano przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, dzięki czemu wykonywanie zastrzyków jest dla pacjenta łatwe i komfortowe.

Produkt pasuje do wstrzykiwaczy wymienionych na etykiecie produktu:

- **Sanofi:** KlikSTAR, SoloSTAR, OptiClik, OptiPen Pro, OptiSet, Lyxumia, AllSTAR, JuniorSTAR
- **Lilly:** KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Luxura, HumaPen Luzura HD, HumaPen Ergo II, Humalog Pen, Humulin Pen, HumatroPen 3, Forsteo, Savvio
- **AstraZeneca:** Byetta Pen
- **Novo Nordisk:** FlexPen, NovoPen 3, NovoPen 4, NovoPen Junior, InnoLet, Victoza, FlexTouch
- **Owen Mumford:** AutoPen Classic, AutoPen 24, Biosulin Pen
- **Ypsomed:** Ypsopen, Dongbao Pen, Biomatik Pen
- **Sandoz:** Omnitrope Pen

- **Mylan:** Semglee

Przeznaczenie:

- Igły są jednorazowym, sterylnym wyrobem, wykorzystywanym do podskórnego podawania leku ze zbiornika znajdującego się we wstrzykiwaczu.
- Są przeznaczone do samodzielnego podawania leku przez pacjenta w warunkach domowych.

Charakterystyka:

- Igły Micro Fine Plus są **kompatybilne z większością wstrzykiwaczy stosowanych w leczeniu cukrzycy**. Daje to poczucie bezpieczeństwa i optymalizuje logistykę.
- Wyrób ten został **opracowany na bazie technologii cienkich ścianek**. Oznacza to, że zwiększenie średnicy wewnętrznej igły przy niezmiętej średnicy zewnętrznej umożliwia szybszy przepływ insuliny przy jednoczesnym zmniejszeniu siły niezbędnej do wciśnięcia tłoka wstrzykiwacza.
- **Trójpłaszczyznowe ostrze** pozwala na zmniejszenie odczuwania bólu podczas wkłucia.
- Igły BD Micro-Fine Plus są **poddawane procesowi usuwania drobnych cząstek powstałych w wyniku szlifowania oraz wygładzania powierzchni**. Dzięki temu, siła niezbędna do wykonania wkłucia może być mniejsza. Polerowanie igieł zachodzi elektro-chemicznie. Metoda ta pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni, usunięcie pozostałości metalu i ukształtowanie ostrego zakończenia.
- Igły BD Micro-Fine Plus są **pokryte specjalną powłoką**. Pokrycie igieł cienką warstwą smaru pozwala zmniejszyć tarcie igły podczas wykonywania wkłucia.
- Igły są sterylne, jednorazowe i wolne od lateksu.

Środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie używać powtórnie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Przechowywanie:

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0050

- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417 USA.

Dystrybutor:

Becton, Dickinson and Company, Otomańska 14, Warszawa.