

Opatrunek SUPRASORB H jałowy 10cm x 10cm cienki



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Lohmann & Rauscher
Substancja czynna	Emplastri hydrocolloidosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy cienki - 1 sztuka

Rozmiar: 10x10 cm

Opis produktu:

Suprasorb H tworzy idealnie wilgotne środowisko rany w przypadku ran o lekkim i umiarkowanym wysięku i niezawodnie wspiera gojenie rany

Skład:

- folia poliuretanowa z warstwą hydrokoloidową

Właściwości:

- gojenie rany poprzez dobre gospodarowanie wysiękiem
- wysoki komfort dzięki łatwej aplikacji
- wyjątkowo cienki i elastyczny

- eliminuje bakterie i chłonie wilgoć
- możliwe jest branie prysznic w opatrunku

Chłonna warstwa hydrokoloidowa, która znajduje się na folii poliuretanowej, która pęcznieje w kontakcie z raną i uwalnia żel, który wiąże wysięk i złuszczoną skórę. Dzięki tworzeniu żelu opatrunek dopasowuje się do struktury rany. Wszystkie wersje opatrunku **Suprasorb H** są wyjątkowo cienkie i elastyczne. Jego doskonałe właściwości przyczepne sprawiają, że jest on łatwy i bezpieczny w użyciu.

Zastosowanie:

Zaopatrywanie niezakażonych, powierzchniowych ran o lekkim lub średnim nasileniu wysięku, takich jak:

- odleżyny i owrzodzenia nóg
- oparzenia I i II stopnia
- owrzodzenia cukrzycowe
- miejsca pobrania i nakładania przeszczepów skórnych
- rany pooperacyjne
- otarcia

Sposób aplikacji:

Opatrunek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

- przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka oczyszczającego oraz osuszyć skórę wokół rany jałowymi kompresami
- **Suprasorb H może pozostać na ranie do siedmiu dni**
- częstotliwość zmiany opatrunku zależy od stanu rany i ilości wysięku
- opatrunek powinien pozostać na miejscu tak długo, jak to możliwe. W przypadku przesiąknięcia wysięku z rany należy natychmiast zmienić opatrunek

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku.
- Brak informacji dotyczących stosowania opatrunku Suprasorb H u kobiet w ciąży

Podmiot odpowiedzialny:

Lohmann & Rauscher International Germany

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

