

## Pasotape, Taśma Kinezyjologiczna 5mx5cm, Kolor beżowy



Cena: 22,86 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Pasotape, Taśma Kinezyjologiczna 5mx5cm, Kolor beżowy

### Opis:

- Czarna taśma kinezyjologiczna 5 cm x 5 m to wyrób medyczny do stosowania jako środek wspomagający naturalny sposób leczenia urazów, w rehabilitacji oraz medycynie sportowej.
- Taśma kinezyjologiczna poprawia funkcjonowanie mięśni i stabilność stawów oraz wspomaga miejscowe krążenie limfy.
- Prawidłowo stosowany wyrób podtrzymuje i stabilizuje mięśnie i stawy bez ograniczania ich naturalnego ruchu, co może wspomóc czas regeneracji i poprawić sprawność fizyczną.
- Napięcie wywierane przez taśmę działa również bliżej powierzchni, zaczynając od skóry.
- Wyrób zmniejsza ciśnienie śródmiąższowe w miejscu wystąpienia stanu zapalnego, pomagając złagodzić ból spowodowany uciskiem oraz wspierając drenaż limfatyczny.

### Środki ostrożności:

- Taśma kinezyjologiczna jest przebadana dermatologicznie.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nadwrażliwości nie stosować lub ograniczyć czas stosowania.
- Wyrób jednorazowego użytku – nie stosować ponownie.
- Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.
- Każdy poważny incydent powinien być zgłoszony do producenta i właściwego organu

## Sposób użycia:

- Przyciąć taśmę kinezyjologiczną na wymaganą długość.
- Nakleić taśmę w miejscu leczenia, zaczynając od dołu i w zależności od pożądanego efektu, zwracając uwagę na to, aby powierzchnia skóry była gładka i napięta.
- Taśma może pozostać na miejscu przez kilka dni.

## Skład:

- Elastyczna tkanina bawełniana + spandex

## Uwaga:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci
- W przypadku uczulenia na którykolwiek składniki produktu zaprzestać stosowania i należy zasięgnąć porady lekarza

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Eurosirel S.p.A., Viale Europa, 30, 20047 Cusago - Włochy

## Dystrybutor:

Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomska 48, 95-200 Pabianice - Polska