

## Sanity Inhalator Alergia Stop, 1 sztuka



Cena: 109,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Sanity Inhalator Alergia Stop, 1 sztuka

DLA CAŁEJ RODZINY

Inhalator Alergia STOP Sanity to wyrób medyczny, przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej rodziny.

### Wskazania:

- Szczególnie polecany w leczeniu alergii. Może być także stosowany do leczenia infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), alergii, stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych.
- Przeznaczony również do codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.
- Przeznaczony jest do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych. Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.
- Zapalenie oskrzeli i oskrzelików, astma oskrzelowa, nieżyt oskrzeli, zapalenie tchawicy.
- Zapalenie krtani, ostre i przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych, zapalenie gardła, stany pooperacyjne, alergiczny nieżyt nosa, powiększone migdałki, stany wyczerpania głosowego, nawilżenie i łagodzenie podrażnionego gardła.

## Dane techniczne:

- Wyrób medyczny klasy IIa
- Zużycie energii: 180 VA
- Średnia prędkość nebulizacji: 70.3ml/min (2% roztwór soli)
- Ciśnienie robocze: 0,8 do 1,3 bara
- Wymiary: 178 mm dł., 156 mm wys., 88 mm gł.
- Maksymalna pojemność nebulizatora: 10 ml
- Lekki w opływowy kształt i certyfikowane akcesoria
- waga 1,26/1,56 kg
- Przeznaczony do pracy ciągłej
- Cichy

## 2 KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII AEROZOLOWEJ:

### 1. Oczyszczanie

- Oczyszczyć nos i zatoki przy pomocy wody morskiej lub irygatora z solą fizjologiczną

### 2. Inhalacja

- Dobierz odpowiednie urządzenie zwracając uwagę na wartość MMAD, rodzaj leku i częstotliwość inhalacji zależnie od schorzenia
- Popularność podawania leków w sposób wziewny z pewnością będzie rosła, tak jak rośnie liczba osób chorujących na schorzenia układu dróg oddechowych. Jak informuje WHO, tylko na astmę, choruje na świecie 235 milionów ludzi, a największy odsetek pacjentów odnotowuje się wśród dzieci.

## Zawartość opakowania:

- Nebulizator,
- Końcówka do nosa,
- Ustnik,
- Maski dla dzieci i dorosłych,
- Rurka powietrzna (1,9m),
- 5 filtrów powietrza.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce