

Bepanthen, Sensiderm, krem, suchość skóry, atopowe zapalenie skóry, świąd, 50 g



Cena: 60,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Bayer
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Bepanthen Sensiderm, krem - 50g

Opis produktu:

Wyrób medyczny Bepanthen Sensiderm Krem łagodzi świąd i zaczerwienienie spowodowane przez podrażnienia skóry. Przynosi szybką ulgę w swędzeniu już po 30 minutach od zastosowania i odbudowuje barierę ochronną skóry w przebiegu AZS i egzemy, sprzyjając zdrowieniu skóry i zmniejszając potrzebę drapania. Zawiera specjalne lipidy LLT (technologia lipidów lamelarnych), które wzmacniają barierę ochronną skóry. Krem Bepanthen Sensiderm nie zawiera substancji zapachowych ani konserwantów, które mogą powodować podrażnienia.

- Przetestowany klinicznie.
- Nie zawiera kortyzonu.

Składniki:

Woda, triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, gliceryna, glikol pentylenowy, oliwa z oliwek, pantenol, alkohol cetearylowy, masło shea, cytrynian stearynianu glicerylu, olejek z nasion Limnanthes alba, glikol butylenowy, uwodorniona lecytyna, ceramid 3, sól sodowa PCA, skwalen, glicyryzyny stearylu, karbomer, karbomer sodowy, guma ksantanowa, kwas hydroksyfenylopropamidobenzoesowy.

Wskazania:

Bepanthen Sensiderm Krem stosuje się w celu zmniejszenia świądu i zaczerwienienia w następujących przypadkach podrażnienia skóry u niemowląt, dzieci i dorosłych:

- suchość skóry,
- atopowe zapalenie skóry,
- wyprysk,
- reakcje alergiczne.

Działanie:

Bepanthen Sensiderm Krem jednocześnie

- łagodzi świąd,
- powoduje regenerację bariery skórnej,
- sprzyja zdrowieniu skóry,
- zmniejsza chęć drapania się,
- wzmacnia barierę skórą dzięki zastosowaniu technologii lipidów lamelarnych,
- zawiera lipidy o lamelarnej (blaszkowatej) strukturze, które mogą być wbudowywane w uszkodzoną barierę lipidową warstwy rogowej i łączyć się z nią, w ten sposób ją odbudowując,
- zawiera fizjologiczne humektanty, takie jak gliceryna, które wiążą wodę w skórze, tak jak to ma miejsce w warunkach fizjologicznych,
- pantenol nawilża skórę, dzięki czemu zapewnia optymalne warunki do naturalnego procesu jej regeneracji,
- nie zawiera takich emulgatorów, które mogłyby uszkadzać delikatną strukturę lipidów lamelarnych skóry.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

- Krem można stosować kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb, na podrażnioną i niezranioną skórę.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Produkt do stosowania wyłącznie zewnętrznego.
- Nie stosować na zranioną skórę.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem..

Przechowywanie:

- Produkt przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera ulotkę w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Dystrybutor:

Bayer Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.