

Flos-lek Serum do powiek i pod oczy świetlik kofeina 15 ml



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK" FURMANEK SP.J.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Kosmetyk

Opis produktu

Flos-lek, Serum do powiek i pod oczy, 15 ml

Serum pod oczy ze świetlikiem i kofeiną z aplikatorem chłodzącym przeciw cieniom i workom pod oczami

Właściwości:

- intensywnie regenerujący żel z aplikatorem roll on
- aktywne serum pod oczy z kofeiną przeznaczone jest do pielęgnacji zmęczonej i zestresowanej skóry wokół oczu, skłonnej do powstawania podpuchnięć, cieni oraz „worków” pod oczami.
- redukuje oznaki zmęczenia
- intensywnie regeneruje
- niewielka metalowa kuleczka, umieszczona w końcówce aplikatora, podczas nakładania serum pod oczy, wykona delikatny chłodzący i pobudzający mikrocyrkulację masaż. Pomoże on odświeżyć skórę, zapewniając uczucie komfortu i odczuwalnej regeneracji. Skóra stanie się świeża, promienna i bardziej wypoczęta.
- aplikacja roll-on widocznie przyspiesza redukcję opuchlizny oraz zmniejsza widoczność zmarszczek, a efekty stosowania widoczne są już po pierwszym użyciu serum pod oczy z kofeiną.

Sposób użycia:

- nakładaj serum pod oczy z kofeina i świetlikiem bezpośrednio na skórę za pomocą aplikatora.
- wykonuj delikatne okrężne ruchy prowadząc aplikator z kulką zawsze od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka.
- nie dociskaj kulki i nie rozciągaj skóry.
- nadmiar serum delikatnie wklep opuszkami palca lub pozostaw do wchłonięcia. Te same ruchy możesz wykonywać między brwiami dla zlikwidowania "lwiej zmarszczki"
- stosować rano i wieczorem, również pod makijaż

Składniki aktywne:

- **kofeina** - naturalny związek, występujący w kawie, herbacie czy guaranie, znany z właściwości pobudzających. Powszechnie stosowany w kosmetykach zapewnia skórze pobudzenie, świeżość. Pomaga w walce z nadmierną tkanką tłuszczową i poprawia mikrocyrkulację krwi. Dotlenia skórę, jest też silnym antyutleniaczem i chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
- **ekstrakt z kasztanowca** - pozyskiwany jest z nasion kasztanowca bogatych w escynę flawonoidy (kwercetyna), garbniki, kumerynę i karotenoidy. Polecany w pielęgnacji skóry naczynkowej podatnej na pękanie drobnych naczynek włosowatych oraz powstawanie obrzęków i podpuchnięć, wzmacnia i uszczelnia. Pomaga przywracać napięcie i elastyczność skóry.
- **ekstrakt ze świetlika lekarskiego** - tradycyjnie stosowany w stanach podrażnień oczu, skuteczny do oczu przemęczonych z powodu sztucznego oświetlenia, długiego czytania, promieniowania z ekranu telewizora, monitora, telefonu lub niektórych czynników uczulających - jak kurz, dym, spaliny i pyły. Wykorzystywany w preparatach okulistycznych. Przynosi ulgę i ukojenie zmęczonej i obolałej skórze okolic oczu. Pomocny w zmniejszeniu objawów łzawienia oraz pieczenia okolic oczu. Działa jak ziołowy kompres.
- **ekstrakt z sałaty morskiej (zielonej algi)** - zawartość poliuronidów oraz cynku w ekstrakcie poprawia skuteczność ochrony skóry przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, zwłaszcza metalami ciężkimi, które mogą być wychwytywane przez jego składniki. Wspiera ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza oraz usuwanie toksyn z powierzchni skóry. Pomaga w długotrwałym nawilżeniu skóry.
- **pantenol (prowitamina B5)** - zmniejsza utratę wody i poprawia barierę lipidową naskórka. Skutecznie nawilża skórę, nadając jej miękkość i elastyczność. Działa regenerująco, kojąco i łagodząco.

Skład:

- Aqua, Glycerin, Isopentylol, Dipropylene Glycol, Caffeine, Panthenol, Euphrasia Officinalis Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Ulva Lactuca Extract, Inulin, Cellulose, Glucose, Fructose, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Przechowywanie:

- przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Ważne:

- zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego
- produkt wegański
- przebadany dermatologicznie i okulistycznie
- bezpieczny przy szklach kontaktowych

Pojemność: 15ml

Producent:

Flos-lek Piaseczno ul. Geodetów 154