

Wkładki urologiczne Seni Lady Slim Normal 15 sztuk

Cena: 12,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	TZMO
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Seni Lady Slim Normal - 15 sztuk

Wkładki urologiczne

Wskazania:

- **Seni Lady Slim Normal** to dyskretne, oddychające wkładki urologiczne. Przeznaczone są dla kobiet z kropelkowym i lekkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości, komfort i wygodę. Dużo bardziej chłonne od zwykłych podasek. Zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu moczu
- rozmiar Normal przeznaczony jest dla kobiet aktywnych z kropelkowym i lekkim stopniem inkontynencji

Rodzaj inkontynencji:

- inkontynencja moczowa

Stopień inkontynencji i poziom chłonności:

- inkontynencja: kropelkowa / lekka
- chłonność: 3/6

Zalety wkładek urologicznych:

- Anatomiczny kształt idealnie dopasowujący się do ciała
- Redukcja nieprzyjemnego zapachu
- Pakowane pojedynczo
- Oddychający materiał
- Łatwe w użyciu
- Dobre mocowanie do bielizny
- Uczucie suchości i ochrona przed przeciekaniem
- Dyskrecja i komfort w jednym
- Dodatkowe zabezpieczenie w postaci bocznych osłonek
- Miękkie i delikatne

Sposób użycia:

- wyjmij wkładkę urologiczną z opakowania i oderwij papier z paska klejowego, umieszczony na spodniej części wkładki
- przyklej wkładkę do bielizny.
- sprawdź, czy wkładka jest przyklejona prosto, aby zapewnić sobie wygodę i komfort podczas jej noszenia
- zużytą wkładkę zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytej wkładki do toalety

Uwagi:

- bez lateksu
- produkt jednorazowy
- produkt testowany dermatologicznie
- nie wyrzucaj zużytej wkładki urologicznej do toalety

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu

Ważne:

- Posiada certyfikat CE
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**